

INFORMATIVA TEST SIEROLOGICO per Coronavirus 2019 (SARS-CoV2)

A cosa servono gli esami sierologici?

Il test serve a sapere se è avvenuta o se è in atto un'infezione da SARS-Cov-2. Questa infezione, infatti, può essersi presentata senza alcun sintomo o con lievi sintomi a cui si potrebbe non aver dato importanza.

I test possono dare utili indicazioni circa un eventuale contatto del paziente con il virus, attraverso la

misurazione degli anticorpi IgM, IgG e IgA nel sangue.

Il test può essere utilizzato come indagine complementare alla ricerca diretta di SARS-Cov-2 nel distretto orofaringeo e delle vie respiratorie, in pazienti senza sintomi di malattia (asintomatici), anche al fine di contribuire a prevenire la trasmissione del virus.

Quando compaiono gli anticorpi IgM, IgG e IgA?



Quali sono i Test quantitativi effettuati da Soterikon?

1. Test quantitativo Covid IgG + IgM con metodica ELISA

Quali sono i possibili risultati del Test?

RISULTATO NEL REFERTO		COSA VUOL DIRE	COSA DEVO FARE
IgM / IgA negative	IgG negative	Nessuna infezione in atto oppure infezione in "fase di incubazione".	Utile la ripetizione test a 7 giorni per escludere contagio. Rivolgersi al curante.
IgM / IgA positive	IgG negative	Possibile infezione in atto. E' possibile che si sia entrati in contatto con il virus.	Rivolgersi al curante e attenersi alle disposizioni delle autorità sanitarie locali.
IgM / IgA positive	IgG positive	Possibile infezione in atto, ma non necessariamente recente.	Rivolgersi al curante e attenersi alle disposizioni delle autorità sanitarie locali.
IgM / IgA negative	IgG positive	Possibile immunizzazione contro il virus della Covid-19. E' probabile che si abbia sviluppato gli anticorpi.*	In questa fase non si può escludere totalmente una residua infettività. In ogni caso rivolgersi al curante.

* Possibile immunizzazione contro il virus della Covid-19. È probabile che si abbia sviluppato gli anticorpi neutralizzanti contro il SARS- CoV-2

IMPORTANTE:

Qualunque sia il risultato è necessario continuare a seguire le misure di contenimento previste dalla legge e rivolgersi al proprio medico curante

La positività a test sierologico effettuato comporta la verifica della contagiosità mediante ricerca dell'RNA virale (tampone), che è possibile effettuare presso Soterikon srl su prenotazione

MODALITA' RITIRO REFERTI: ESCLUSIVAMENTE ON LINE

Soterikon richiede al paziente l'autorizzazione a rendere disponibile la consultazione telematica dei propri esami ematochimici effettuati presso Soterikon sul portale del laboratorio analisi areaservice.synlab.it

La notifica della disponibilità del referto verrà inviata all'indirizzo e.mail fornito dal paziente.

Per la verifica dell'identità del paziente e la successiva attivazione dell'account personale, verrà richiesta la conferma del numero di telefono cellulare, che dovrà corrispondere con quello indicato nella presente richiesta e consegnato direttamente a mano all'operatore di Soterikon in occasione del prelievo. A questo numero di cellulare verrà inviato un codice di verifica tramite SMS (costo del SMS non a carico dell'utente).

Verificata l'identità sarà possibile impostare una password personale per la consultazione e il download del referto, che sarà disponibile per un tempo limitato